

BROCHURE DEL PRODOTTO

**KERN
SET-22**

Data: 19.04.2025

ITALIANO

Software EasyTouch

SET-22

Difference

EasyTouch Difference – Pesata differenziale per es. della crescita di colture cellulari





CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

[illegible]

ITALIANO

- KERN & SOHN GmbH** | Ziegelei 1, 72336 Balingen, Germany | Tel. +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

- Memoria centrale dati base: Queste sequenze di pesata differenziali possono essere archiviate nella memoria del sistema con il numero di contenitori (per es. piastre di Petri), ID dei contenitori, numero ID della serie, denominazione del lotto ecc. Così non è necessario inserire ogni volta questi dati d'accapo in caso di ripetizione di questa serie, bensì li si può comodamente recuperare dalla memoria. Nella memoria dei dati base si possono archiviare anche i valori della tara delle piastre di Petri. Tali valori saranno poi automaticamente detratti dal rispettivo risultato di pesata
- Pesata efficiente e salvataggio dei singoli risultati: I supporti per campioni possono essere memorizzati con un numero ID che può essere scansionato utilizzando un codice a barre per identificare il supporto per campione

Opzioni

- Funzione di salvataggio dati centralizzata Save Server (SET-10) per il salvataggio aggiuntivo di tutti i dati di misurazione in una server directory locale centralizzata. In questa directory sono salvati i dati di misurazione di tutti i sistemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte le app EasyTouch installate. In particolare per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò comporta il vantaggio di avere tutti i dati di pesata consolidati in un'unica banca dati e di dover cercare i dati di misurazione di diverse bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati Save Server è protetto dalle manipolazioni e non è modificabile

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	SET-22
Modello-Serie	ETS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	EasyTouch
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 1360433
Modello precedente	SET-22-2021a
Numero di tariffa doganale	852349 10

FUNZIONI

Standard



Option



Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

SOFTWARE

Modello	Descrizione
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print