

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN SET-261

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL

Software EasyTouch SET-261 Audio Management

EasyTouch Audio Management - EasyTouch Audio Management - Archivos individuales de voz y sonido

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

- **Audio Management:** Con esta opción se pueden guardar en el sistema archivos individuales de voz o de sonido para determinados eventos. En cuanto se produce ese evento, el sistema reproduce en ese caso el archivo de sonido individual, en vez del archivo de sonido estándar. De este modo se puede, por ejemplo, programar emisiones de voz en talleres para invidentes, como por ejemplo „demasiado liviano“, „vale“ o „demasiado pesado“. Además, el volumen de la salida de sonido puede ajustarse individualmente

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado



Modelo de código de artículo	SET-261
Serie de modelos	ETS
Surtido	KERN
Tipo de producto	Software
Grupo de productos	EasyTouch
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/ servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1246 157
Número del arancel aduanero	852349 10

Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

FUNCIONES

Standard
   
Option