

Software EasyTouch
SET-51
Audit Log

EasyTouch Audit Logs - Pour les opérations de pesée critiques

CONTACT

 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Courriel : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPTION

- Remarque : le programme de base SET-01 Base est nécessaire pour cette set
- SET-51 Audit Logs consigne toutes les actions dans EasyTouch afin de garantir une surveillance sans faille
- Audit Trail : toutes les actions sont enregistrées dans le système de manière inviolable et sont conformes à l'Audit Trail afin de répondre aux normes de sécurité les plus strictes. Ceci est particulièrement important dans les secteurs sensibles tels que l'industrie pharmaceutique, la fabrication de substances alimentaires d'accompagnement, l'industrie automobile et l'industrie aéronautique, où une documentation complète des opérations de pesée est indispensable
- Connexion et déconnexion : chaque connexion et déconnexion à EasyTouch est consignée avec précision grâce au nom d'utilisateur et à l'horodatage
- Gestion des utilisateurs : toutes les actions concernant la création, la modification ou la suppression d'utilisateurs sont consignées de manière fiable dans des journaux d'audit
- Rôles utilisateur : la gestion des rôles utilisateur, y compris leur création, leur modification ou leur suppression, est également documentée
- Gestion des données de base : les modifications apportées aux données de base, telles que leur création, leur modification ou leur suppression, sont également consignées
- Consignation des données de mesure : tous les résultats de mesure et de pesée issus de toutes les fonctions EasyTouch actives (ici de Batch et de Statistics) sont également enregistrés dans des journaux d'audit
- Paramètres du logiciel : les modifications apportées aux paramètres généraux, y compris dans la zone d'administration, sont consignées dans le journal d'audit

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	SET-51
Model-Serie	ETS
Assortiment	KERN
Type de produit	Logiciel
Groupe de produits	EasyTouch
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/ser vice
Code EAN (Modèle)	404576 1486355

Numéro de tarif douanier 85234910

Données techniques - Emballage et expédition

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

FONCTIONS

Standard
   
Option

