

OPTICS OBB-A 1577

Fecha: 26.02.2025

ESPAÑOL



Image not
available

Tubo binocular

CONTACT

 Dirección

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Teléfono y fax

Teléfono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPCIÓN

El tubo del microscopio OBB-A1577

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A1577
Serie de modelos	OBB-AT
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761246454
Modelo predecesor	OBB-A1129
Número del arancel aduanero	90119000

Datos técnicos - Primarios

Tubo	Binocular
------	-----------

Datos técnicos - Construcción

Tipo de tubo	Butterfly
Ángulo del tubo	30°
Rotación del tubo	yes
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	50 mm
Dioptrías ajustables	un lado

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	265×185×165 mm
Peso bruto	2 kg
Peso neto	1,4 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	600 g
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard

