

# KERN 356-86

Pesas individuales, Clase OIML M2, 5 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado

**KERN**<sup>®</sup>



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	356-86
Serie de modelos	356
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML M2
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761248281
Modelo predecesor	356-86-2020a
Planned start date	2020-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

## Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	5 kg
Tolerancia (OIML)	800 mg
Caja aluminio	346-060-600

## Datos técnicos - Construcción

Dimensiones	150×75×84 mm
Material	Hierro fundido lacado

## Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	5 kg
Clase OIML	M2
Conforme OIML	Yes
Tolerancia (OIML)	800 mg
Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	7100

## Funciones

Volumen (cm<sup>3</sup>) 704,2254

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	150×75×84 mm
Peso bruto	5 kg
Peso neto	5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

## Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	Yes
-----------------------------	-----

## Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-643
-------------------	---------

# KERN 356-86

Pesas individuales, Clase OIML M2, 5 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado



Standard

