

BROCHURE DEL PRODOTTO**OPTICS
OBB-A1441**

Data: 18.04.2025

ITALIANO



Obiettivo acromatico, 100 x, Plan / 1 (acqua) (molleggiato) W.D. (0,18 mm)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

Obiettivo acromatico, 100 x, Plan /1 (acqua) (molleggiato) W.D. (0,18 mm) OBB-A1441

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Modello codice articolo | OBB-A1441 |
| Modello-Serie | OBB-AO |
| Assortimento | Optics |
| Tipologia di prodotto | Microscopi |
| Gruppo di prodotti | Microscopi a luce trasmessa |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Ricambio;Accessori/Servizi |
| Codice EAN (Modello) | 4045761188464 |
| Numero di tariffa doganale | 90119000 |

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard



Dati tecnici - Condizioni ambientali

| | |
|-------------------------------|-------|
| Temperatura di stoccaggio Min | -5 °C |
| Temperatura di stoccaggio Max | 40 °C |

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|---|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 65×40×40 mm |
| Peso lordo | 0,60 kg |
| Peso netto | 0,30 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 300 g |