

## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# SAUTER AD 0064

Data: 20.04.2025

ITALIANO



Image not  
available

Ganasce con superficie liscia

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## DESCRIZIONE

- Consegna: 1 paio

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Modello codice articolo       | AD 0064                                                        |
| Modello-Serie                 | AD                                                             |
| Assortimento                  | Sauter                                                         |
| Tipologia di prodotto         | Misurazione della forza                                        |
| Gruppo di prodotti            | Morsetti e strumenti di serraggio                              |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Elemento dell'elenco componenti in commercio;Accessori/Servizi |
| Codice EAN (Modello)          | 4045761175365                                                  |
| Numero di tariffa doganale    | 90278990                                                       |

### Dati tecnici - Primario

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Forza massima Forza                                      | 10 kN  |
| Larghezza massima del morsetto<br>Larghezza del morsetto | 100 mm |

### Dati tecnici - Costruzione

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Materiale                             | acciaio, nichelato |
| Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH) | 30×100×8 mm        |

### Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura massima di stoccaggio 40 °C

Temperatura minima di stoccaggio -10 °C

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 30×100×8 mm

Peso lordo 0,50 kg

Peso netto 0,50 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Numero ONU Nessuna merce pericolosa

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 0 g

Tempo di consegna 14 d

## FUNZIONI

Standard

