


FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN PES-A02

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL



Salida de relé para conectar relés, lámparas de señales, válvulas etc., 5 salidas para pesajes en 3 campos de tolerancia, no reequipable

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más información

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	PES-A02
Serie de modelos	PES
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Accessories (Printer, etc)
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761078253
Número del arancel aduanero	90160010

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	210×150×25 mm
Peso bruto	0,15 kg
Peso neto	0,10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	35 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	35 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - Peso - Vidrio	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g

Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Elemento de embalaje - por peso - metal	0 g
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard

