

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OBB-A1382

Data: 19.04.2025

ITALIANO



Tubo trinoculare

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

Tubo per microscopio OBB-A1382

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A1382
Modello-Serie	OBB-AT
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761176119
Numero di tariffa doganale	90119000

Dati tecnici - Primario

Tubo	Trinoculare
------	-------------

Dati tecnici - Costruzione

Tipo di tubo	Butterfly
Angolo del tubo	30°
Rotazione del tubo	sì
Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	50 mm
Diottria regolabile	bilaterale

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	265×185×165 mm
----------------------------	----------------

Peso lordo	2 kg
Peso netto	1,4 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	600 g
Tempo di consegna	1 d

FUNZIONI

Standard

