

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN YKC-01

Data: 18.04.2025

ITALIANO



Stampante termica affidabile per applicazioni standard

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Stampante termica economica per la stampa di valori di pesata, ricette, quantità, ecc. o per la registrazione GLP dei dati di pesata
- Velocità: 300 mm/s
- Max. 58 caratteri per riga
- Larghezza carta supportata: 80 mm (rotolo)
- Funzionamento tramite alimentatore 230 V/50 Hz Standard UE, di serie
- Interfaccia dati RS-232 di serie
- Cavo d'interfaccia non incluso nella fornitura

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	YKC-01
Modello-Serie	YKC
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Accessori generali per bilance
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)

Tipo di utilizzo del prodotto Articolo principale;Accessori/Servizi

Codice EAN (Modello) 404576 1230378

Modello precedente YKC-01-2023a

Numero di tariffa doganale 84239010

Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di rete/adattatore incluso EURO

Tensione di ingresso 100 V - 240 V

Adattatore di rete Alimentatore

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima 85 %

Temperatura massima di esercizio 50 °C

Temperatura ambiente minima 0 °C

Umidità minima 20 %

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 220×215×150 mm

Peso lordo 1,4 kg

Peso netto 0,80 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 320 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 320 g

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard



ACCESSORI

Modello	Descrizione
YKC-A01	Rotolo di carta KERN YKC-A01
YKC-A10	Rotoli di carta KERN YKC-A10

SERVIZI

Modello	Descrizione
970-015	Estensione della garanzia (+3 anni) KERN 970-015