

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN SET-37

Data: 19.04.2025

ITALIANO

Software EasyTouch

SET-37

**Export
Manager**

EasyTouch Export Manager – Esportazione dei dati dei risultati in modo automatico e affidabile con EasyTouch, ad esempio per importarli nel sistema ERP

CONTACT






KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- Esportazione dei dati: Export Manager offre l'esportazione automatica dei dati in un intervallo di tempo personalizzabile. Vengono supportati diversi formati di file come CSV o XLSX, per consentire una comoda elaborazione dei dati, ad esempio nei sistemi ERP e PPS
- Posizione dei dati: La posizione di archiviazione dei file esportati può essere definita liberamente
- Campi dati: A seconda della funzione EasyTouch selezionata, i campi di dati da esportare possono essere definiti a piacere
- Intervalli di esportazione: I tempi e gli intervalli di esportazione possono essere impostati liberamente, ad esempio una o più volte al giorno, settimanalmente, mensilmente e annualmente a scadenze fisse
- Cronologia di esportazione: Tutti i file di esportazione precedenti possono essere consultati tramite la Cronologia dei registri di esportazione
- SaveServer: Utilizzare questa funzione per esportare i dati dal SaveServer centrale
- Varianti di file di esportazione: È possibile scegliere tra diverse opzioni di esportazione:
 - a. Esportazione in un nuovo file
 - b. Esportazione nel file esistente

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	SET-37
Modello-Serie	ETS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	EasyTouch
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 1476523
Numero di tariffa doganale	85234910

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

FUNZIONI

Standard



Option

