


BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN YKR-03

Data: 18.04.2025

ITALIANO



Funzionamento ad accumulatore interno adatto per i modelli KERN CPE, EFC, FCD

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

Batteria YKR-03 (Li-Ion, 3,7 V, 4.000 mAh)

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	YKR-03
Modello-Serie	YKR
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Accessori generali per bilance
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761360266
Numero di tariffa doganale	85076000

Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di rete	Batteria
--------------------	----------

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	90×70×40 mm
Peso lordo	0,10 kg
Peso netto	0,10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	3480
Tempo di consegna	1 d