

**FOLLETO DEL PRODUCTO**

---

**KERN**  
**317-08-2021a**

Fecha: 18.04.2025

**ESPAÑOL**

Pesas individuales, Clase OIML E2, 200 g, Botón, acero inoxidable pulido

---

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Modelo de código de artículo | 317-08-2021a                                 |
| Serie de modelos             | 317  |
| Surtido                      | KERN   |
| Tipo de producto             | Pesos de prueba                              |
| Grupo de productos           | Pesas de control OIML E2                     |
| Tipo de uso del producto     | Elemento comercial de la lista de materiales |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761003668                                |
| Modelo sucesor               | 317-08; 317-08-2022i                         |
| Número del arancel aduanero  | 84239090                                     |

### Datos técnicos - Primarios

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Valor nominal     | 200 g       |
| Tolerancia (OIML) | 0,3 mg      |
| Caja aluminio     | 317-080-600 |
| Caja plástico     | 317-080-400 |
| Caja de madera    | 317-080-100 |

### Datos técnicos - Construcción

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Material | acero inoxidable pulido |
|----------|-------------------------|

### Datos técnicos - Sistema de medición

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Clase OIML                    | E2   |
| Conforme OIML                 | sí   |
| Densidad (kg/m <sup>3</sup> ) | 7950 |

Volumen (cm<sup>3</sup>) 25

### Datos técnicos - Embalaje y envío

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)           | 28×28×47 mm          |
| Peso bruto                                    | 0,20 kg              |
| Peso neto                                     | 0,20 kg              |
| Método de envío                               | Servicio de paquetes |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 0 g                  |
| Plazo de entrega                              | 1 d                  |

### Datos técnicos - Verificación

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Posibilidad de verificación | sí |
|-----------------------------|----|

### Servicios opcionales

|                   |         |
|-------------------|---------|
| DAkkS Calibración | 962-338 |
|-------------------|---------|

### FUNCIONES

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|



## ACCESORIOS

| Modelo      | Descripción                                     |
|-------------|---|
| 317-080-600 | Estuche protector de aluminio KERN 317-080-600  |
| 317-080-100 | Estuche de madera para pesas KERN 317-080-100   |
| 317-080-400 | Estuche de plástico para pesas KERN 317-080-400 |

## SERVICIOS

| Modelo   | Descripción   |
|----------|---|
| 962-338R | Recalibración DAkKS KERN 962-338R   |
| 921-338  | Divergencia positiva garantizada (? +1/3 OIML) KERN 921-338                     |
| 920-33   | Marcado por mediante grabado KERN 920-33  |
| 920-331  | Marcado por mediante grabado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-331 |
| 952-338  | Verificación KERN 952-338   |
| 962-338  | Calibración DAkKS 962-338   |