

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS
OBB-A1472

Datum: 19.04.2025

DEUTSCH



Tubus Binokular

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

Tubus Binokular OBB-A1472

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A 1472
Modell-Reihe	OBB-AT
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1197473
Zolltarifnummer	90119000

Technische Daten - Primär

Tubus	Binokular
-------	-----------

Technische Daten - Konstruktion

Tubus-Typ	Siedentopf
-----------	------------

Winkel des Tubus	45°
Rotation des Tubus	ja
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	55 mm
Einstellbare Dioptrie	beidseitig

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	265×185×165 mm
Bruttogewicht	1,6 kg
Nettogewicht	1,2 kg
Versandart	Paketdienst

Verpackungsbestandteil 300 g
- nach Gewicht -
Kunststoff

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard

