

FOLLETO DEL PRODUCTO**OPTICS
OBB-A1563**

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL



Objetivo acromático, E-Plan 10 x /0,25 W.D. (5,65 mm), antifúngico

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

Objetivo acromático, E-Plan 10 x /0,25 W.D. (5,65 mm), antifúngico OBB-A1563

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A1563
Serie de modelos	OBB-AO
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761229006
Número del arancel aduanero	90119000

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
----------------------	-------

Storage Temp Max 40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	65×40×40 mm
Peso bruto	0,60 kg
Peso neto	0,30 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	300 g
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard

