

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN YKA-11

Fecha: 18.04.2025

ESPAÑOL



Adaptador de red 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA, estándar EURO/US/AUS/UK/CH

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

Fuentes de alimentación enchufables YKA-11 (12 V, 500 mA | 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA | EURO, AUS, UK, US, CH)

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	YKA-11
Serie de modelos	YKA
Surtido	KERN
Tipo de producto	Accesorios generales para balanzas
Grupo de productos	Accesorios (impresora, etc.)
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761177291
Número del arancel aduanero	85044095

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensión de entrada	100-240V~ 50/60Hz 190mA

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	90×55×80 mm
Peso bruto	0,20 kg
Peso neto	0,15 kg

Método de envío

Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - cartón

36 g

Plazo de entrega

1 d

FUNCIONES

Standard

