

KERN FS 2

Medidor de fuerza de calidad superior con célula de medición integrada (opcional) y posibilidad de conexión hasta 4 células de medición externas

KERN®

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	FS 2
Serie de modelos	FS
Surtido	Sauter
Tipo de producto	Medición de la fuerza
Grupo de productos	Dispositivos digitales de medición de fuerza (sensor externo)
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761236967
Modelo predecesor	FL TM
Planned start date	2022-1HJ
Número del arancel aduanero	90248000

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones de la carcasa	71×31×180 mm
Material de la carcasa	Plástico

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Alimentación eléctrica	Batería y suministro de energía
Tipo de batería	Li-Ion
Tiempo de funcionamiento (pantalla apagada)	8 h
Tiempo de funcionamiento (pantalla encendida)	5 h
Adaptador de red/adaptador incluido	EURO

Funciones

Clase de protección	Sin clase de protección
---------------------	-------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Unidades	N
Dirección de la fuerza	Compresión;tracción

Datos técnicos - Funciones

Función estadística	Yes
Función de pico	Yes
Interfaz	USB-Device

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	280×185×90 mm
Peso bruto	1,2 kg
Peso neto	0,30 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	Li-ion, embalado con el dispositivo (UN 3481, Instrucción de embalaje #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI 967)
Componente de embalaje - por peso - cartón	165 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	425 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Memoria	Yes
---------	-----

KERN FS 2

Medidor de fuerza de calidad superior con célula de medición integrada (opcional) y posibilidad de conexión hasta 4 células de medición externas



Standard



Option

