

**BROCHURE DEL PRODOTTO****SAUTER  
AC 01R**

Data: 20.04.2025

ITALIANO



Morsetto a vite per prove di trazione e di strappo

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## DESCRIZIONE

- Consegna: 1 pezzo

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	AC 01R
Modello-Serie	AC
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Misurazione della forza
Gruppo di prodotti	Morsetti e strumenti di serraggio
Tipo di utilizzo del prodotto	Elemento dell'elenco componenti in commercio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761122635
Numero di tariffa doganale	90278990

### Dati tecnici - Primario

Forza massima Forza	500 N
Larghezza massima del morsetto Larghezza del morsetto	20 mm

### Dati tecnici - Costruzione

Materiale	acciaio
-----------	---------

### Dati tecnici - Sistema di misura

Filettature di montaggio	Foro filettato M6
--------------------------	-------------------

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	150×100×10 mm
Peso lordo	0,25 kg
Peso netto	0,25 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	Nessuna merce pericolosa
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	10 g
Tempo di consegna	1 d

### FUNZIONI

Standard
----------



## ACCESSORI

Modello	Descrizione
AFM 01	Bussola SAUTER AFM 01
AFM 20	Filettatura SAUTER AFM 20
AFM 14	Adattatore KERN AFM 14
AFM 02	Bussola SAUTER AFM 02
AFM 03	Bussola SAUTER AFM 03
AFM 22	Adattatore KERN AFM 22
AFM 08	Filettatura SAUTER AFM 08
AFM 13	Bussola SAUTER AFM 13