

KERN 356-78

Peso singolo, classe OIML M2, 20 kg, Blocco Eco, ghisa laccata

KERN[®]



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Modello codice articolo | 356-78 |
| Modello-Serie | 356 |
| Assortimento | KERN |
| Tipologia di prodotto | Pesi di prova |
| Gruppo di prodotti | OIML M2 Pesi di prova |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale;Accessori/Servizi |
| Codice EAN (Modello) | 4045761241800 |
| Planned start date | 2020-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84239090 |

Dati tecnici - Primario

| | |
|--------------------|-------------|
| Valore nominale | 20 kg |
| Tolleranza (OIML) | 3 g |
| Cassa in alluminio | 346-080-600 |

Dati tecnici - Costruzione

| | |
|------------|----------------|
| Dimensioni | 230×115×139 mm |
| Materiale | Ghisa laccata |

Dati tecnici - Sistema di misura

| | |
|------------------------------|-----------|
| Valore nominale | 20 kg |
| Classe OIML | M2 |
| Conformità OIML | Yes |
| Tolleranza (OIML) | 3 g |
| Densità (kg/m ³) | 7100 |
| Volume (cm ³) | 2816,9014 |

Funzioni

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|--|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 230×115×139 mm |
| Peso lordo | 20 kg |
| Peso netto | 20 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 0 g |
| Tempo di consegna | 1 d |

Dati tecnici - Verifica

| | |
|-------------------------|-----|
| Possibilità di verifica | Yes |
|-------------------------|-----|

Servizi opzionali

| | |
|--------------------|---------|
| Calibrazione DAkKS | 962-645 |
|--------------------|---------|

KERN 356-78

Peso singolo, classe OIML M2, 20 kg, Blocco Eco, ghisa laccata

KERN[®]

Standard

