


BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN KUM-04

Data: 18.04.2025

ITALIANO



Interfaccia dati interna Ethernet

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

- I KERN Universal Module (KUM) consentono lo scambio di dati e comandi tra la bilancia e la rete o il PC, il dispositivo mobile, la stampante ecc. attraverso diverse interfacce: RS-232, USB-Device, Ethernet, Bluetooth e WLAN. In questo modo garantiamo la perfetta integrazione della bilancia KERN in catene di produzione o di processo, a favore di un processo di lavoro semplice e continuo
- I moduli di interfaccia KUM per RS-232, USB, Ethernet, Bluetooth e WLAN scelte dal cliente vengono applicati direttamente sulla scheda di controllo, in modo da garantire la protezione IP dell'alloggiamento

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	KUM-04
Modello-Serie	KUM
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Accessori generali per bilance
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	404576 1476752
Numero di tariffa doganale	90160090

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 100 g

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard



Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	225×145×40 mm
Peso lordo	0,50 kg
Peso netto	0,30 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	100 g